

# CREAMEDIC

## SOPORTE PARA GRADUADO



### DESCRIPCIÓN

Soporte de cómodo fabricado en pulpa de cartón desechable compatible con todos los equipos de maceración de desechos se debe utilizar con cómodo. El uso combinado de este con el cómodo desechable, brinda soporte y resistencia al cómodo para su utilización.

### USO:

Brindar soporte y estabilidad a los cómodos macerables que se utilizan para recolectar desechos biológicos, de pacientes. Estos se pueden utilizar de acuerdo al peso del paciente, un soporte puede resistir el peso de una persona de 75 kilos aproximadamente; dos soportes a una persona de mas de 100 kilos.

### BENEFICIOS:

Al ser desechables, estos cómodos ayudan a reducir el riesgo de transmisión de patógenos y la contaminación cruzada en entornos de cuidado de la salud.

Ahorro de tiempo al personal al personal de limpieza, así como la reducción de contaminación del mismo. Los cómodos macerables son ligeros y fáciles de transportar en comparación con los metálicos.

## ESPECIFICACIONES DATOS TÉCNICOS

### TIEMPO DE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS:

> a 4 horas

### CAPACIDAD NOMINAL:

1000 ml – 1 L

### MATERIAL:

Pulpa de cartón/Kraft biodegradable.

### COLOR:

Café

### ACABADO:

Mate

### BASE:

Plana, estable

### DISPOSICIÓN FINAL:

Macerador

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener en un ambiente fresco y seco, lejos de fuentes de ignición. En su almacenaje no exponer a luz solar directa y líquidos

### ACCESORIOS ASOCIADOS:

Cómodo Graduado  
Polímero para gelatinización de fluidos

### EMBALAJE:

45 piezas por caja

### CÓDIGO DEL PRODUCTO:

CRESPRT100

